

Lyomer® C PLUS
Dispositivo médico

Descrição

Solução hipertónica de água do mar

Ideal para a descongestão das fossas nasais

COMPOSIÇÃO

Solução hipertónica de água do mar com sais minerais naturais. Tem um equivalente a 2,363 % de solução de NaCl (cloreto de sódio). Não tem conservantes.

INDICAÇÕES

Ideal para a lavagem e descongestão das fossas nasais (nariz entupido).

LYOMER® C PLUS alivia os sintomas da congestão nasal e reduz a obstrução das fossas nasais, bem como fluidifica o muco nasal que causa a congestão nasal. Indicado para bebés, crianças e adultos.

MECANISMO DE AÇÃO

Frasco pulverizador com gás propulsor (ar), que assegura uma microdifusão suave e contínua. LYOMER® C PLUS, por ser uma água do mar hipertónica naturalmente concentrada em sais minerais e oligoelementos, ajuda na descongestão nasal em caso de nariz entupido (congestão, edema da mucosa nasal, rinite, sinusite, hipersecreções), sendo ideal para a lavagem do nariz e na diminuição das mucosidades que possam estar a obstruir as fossas nasais. Assim, diminui a obstrução nasal e previne que a infeção se espalhe. Além disso, o bom funcionamento dos cílios do nariz vão assegurar uma proteção contra a poluição e infeções.

COMO UTILIZAR

Pulverização prolongada por narina (2 a 3 segundos) 2 a 3 vezes ao dia.

Retire a tampa protetora e segure o frasco; Delicadamente, introduza o aplicador nasal na narina e incline a cabeça ligeiramente para a frente. Pressione para a pulverização prolongada por narina (2 a 3 segundos) e repita a operação na outra narina. Deixe a secreção/muco nasal escorrer e limpe o nariz com um lenço limpo. Para crianças com idade inferior a 6 anos, por favor consulte o seu médico.

Atenção!

Quando o LYOMER® C PLUS é administrado por uma outra pessoa a idosos, acamados e / ou portadores de deficiência, devem ser tidas em conta as precauções que a seguir se apresentam.

O LYOMER® C PLUS pode ser usado em todas as posições e direções. Recomenda-se posicionar a pessoa de lado, e manter a cabeça ligeiramente inclinada para trás.

PRECAUÇÕES PARTICULARES

- Não utilizar em caso de hipersensibilidade à água do mar
- Se o frasco estiver danificado, aberto ou perfurado, não o utilize e deite-o fora imediatamente, pois há o risco de contaminação.
- Por razões de higiene, o adaptador nasal não pode ser utilizado por várias pessoas. Limpar o adaptador nasal depois de cada utilização.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Não utilize LYOMER® C PLUS se a data de validade indicada na embalagem estiver ultrapassada.
- Recipiente sob pressão. Proteger da luz solar e não expor a temperaturas superiores a 50 °C. Não furar ou queimar, mesmo após utilização final.
- Em caso de utilização de outros medicamentos administrados por via nasal, utilize o Lyomer® C PLUS antes da sua aplicação e não depois.
- Uma sensação de formigueiro ou irritação transitória podem ocorrer no início da utilização.

Data da revisão: Setembro 2015

Distribuidor/Distribuído por:
Jaba Recordati, S.A.
Lagoas Park, Edifício 5, Torre C, Piso 3
2740-298 Porto Salvo
Tel: 214329500
Fax: 219151930
Mail: geral@jaba-recordati.pt
www.jaba.pt

Fabricante :

Laboratoire ODOST
23 rue du lac
32410 Castéra-Verduzan
France

REF 60000638 - Lyomer C Plus